實驗十八

迪爾士-阿德反應

(Diels-Alder Reaction)

一、目的:學習迪爾士-阿德反應的操作技巧。

二、簡介與原理:

由於在很多天然化合物的結構中,具有多對掌中心(chiral center)的多官能基碳環(polyfunctional carbocycles)或(與同時)具有多對掌中心的多官能基雜環(polyfunctional heterocycles)的骨架(skeleton)。所以,如何快速、有效建立多對掌中心的多官能基環狀結構的方法,一直是有機化學家有興趣的研究課題。

在 1928 年,迪爾士(O. Paul H. Diels)與他的助理-阿德(K. Alder) 發現共軛雙鍵(conjugated double bond)化合物與具有雙鍵或三鍵(triple bond)化合物反應,會生成六圓環化合物。日後,此類型反應就被稱為迪爾士-阿德(Diels-Alder reaction)。而迪爾士與阿德兩位有機化學家,也在 1950 年共同榮獲諾貝爾化學獎。

因為迪爾士-阿德反應(圖式 18-1)具有下列的優點:(a)可建立多官 能基碳環或多官能基雜環;(b)至多能產生四個新的對掌中心(圖式 18-1 之化合物 4 的"a, d, e, f"原子);(c)能預測反應的立體選擇性 (stereoselectivity)及位置選擇性(regioseletivity),所以在有機合成領域裡迪爾士-阿德反應是一極具有多樣性(diversity)且很實用的合成方法;而其在天然物合成,也常被用來當作整個合成過程的關鍵性步驟(key step)。

圖式 18-1 迪爾士-阿德反應的通式(general formula)

在迪爾士-阿德反應,因為共軛烯類化合物(conjugated dienes)有四個 π 電子與具雙鍵或三鍵化合物(此些化合物被稱為親二烯化合物 (dienophile))的二個 π 電子參與加成反應(addition),生成六圓環的環狀化合物。所以,又將迪爾士-阿德反應稱 $[4+2]\pi$ -環加成反應或 [4+2]-環 加成反應($[4+2]\pi$ -cycloaddition or [4+2]-cycloaddition)。迪爾士-阿德反應的反應機制,可能為協同反應機制 (concerted mechanism)-即在過渡狀態(transition state),鍵的生成與鍵的斷裂同時(simultaneous)進行(圖式 [8-2])。

迪爾士-阿德反應的難易度會受共軛二烯化合物的立體化學 (stereochemistry)與所接取代基(substituents)的電子效應(electronic effect)及體積效應(steric effect)及親二烯化合物之結構的平坦度與所


接取代基的電子效應及數目等因素影響。

$$R_1$$
 R_2 R_1 R_5 R_5 R_6 R_7 R_8 R_9 R_9

圖式 18-2 迪爾士-阿德反應的反應機制

一般而言,當接有供電子基團(electron-donating group)的共軛二烯化合物與接有拉電子基團(electro-withdrawing group)的親二烯化合物會比其他的組合配對較容易進行迪爾士-阿德反應:而且此種組合配對所進行的迪爾士-阿德反應,也稱為正常迪爾士-阿德反應(normal Diels-Alder reaction)。再者,親二烯化合物的反應性與所接拉電子基團的數目成正比關係。

有關迪爾士-阿德反應的立體化學(stereochemistry),就共軛二烯化合物而言,此二烯化合物會以 s-trans (transoid) 構形與 s-cis (cisoid) 構形平衡存在(圖式 18-3),而只會以 s-cis 構形與親二烯化合物進行反應。



圖式 18-3 共軛二烯化合物之 s-trans 構形與 s-cis 構形的平衡式

就產物而言,迪爾士-阿德反應會生成所謂內向異構物(endo isomer)與外向異構物(exo isomer)兩種立體異構物(stereoisomer)(圖式 18-4)。此兩種立體異構物何者為主產物(major product),取決於親二 烯化合物所接取代基的類型與反應條件。

圖式 18-4 四氫呋喃 (tetrahydrofurane) 與丁烯酸酐 (maleic anhydride) 的迪爾士-阿德反應

就整體反應而言,由於協同反應機制的關係,所以迪爾士-阿德 反應屬於立體特定性反應(stereospecific reaction)(圖式 18-5)

圖式 18-5 迪爾士-阿德反應之立體特定性反應的範例

本次實驗的反應物為環戊二烯(cyclopentadiene)與丁烯酸酐(圖式 18-6),但買來的環戊二烯是以聚二體(dimer)結構存在,須先加以處理,才能進行反應。由於迪爾士-阿德反應為一可逆反應(reversible reaction),因此可將買來的環戊二烯聚二體以高溫(約 170° C)處理,使其轉為環戊二烯單體(monomer)後(圖式 18-7),再與丁烯酸酐進行迪爾士-阿德反應。在此尚需注意的,是所得到的環戊二烯單體必須存 0° C以下;否則此些單體在室溫下,自身不會進行迪爾士-阿德反應生成聚二體。

圖式 18-6 環戊二烯與丁烯酸酐的迪爾士-阿德反應

圖式 18-7 環戊二烯聚二體與環戊二烯單體互相轉換的反應式

三、藥品:

雙環戊二烯

正己烷(n-hexane)

順-丁烯二酸酐(maleic anhydride) 無水硫酸鎂(magnesium sulfate) 乙酸乙酯(ethyl acetate)

四、實驗步驟:

A. 環戊二烯的製備

- 1. 將 10mL 的雙環戊二烯放入 25mL 的圓底燒瓶。
- 2. 架設蒸餾裝置。
- 3. 加熱雙環戊二烯(約 170°C)至環戊二烯開始餾出(環戊二烯沸點在 40~42°C 之間),不要使蒸氣溫度上升超過 44~45°C,冰浴下至少收集 4mL 的環戊二烯。
- 4. 收集完後加入少許無水硫酸鎂除水。
- B. 順-片烯-5, 6-內-二羧酸酐的製備
 - 1. 將 1.0g(0.025mol)的順-丁烯二酸酐放在 50mL 的錐形瓶,用 10mL 的乙酸乙酯溶解並冰浴。
 - 2. 加入 4mL 冰的正己烷(b.p 60~90°C)。
 - 3. 取 2.5mL(0.303mol)冷卻的環戊二烯加入上述配製好的溶液中,在冰浴中攪拌數分鐘直到白色固體產生。
 - 4. 隔水加熱並攪拌至固體溶解(若此時有未溶解固體,則趁熱

過濾收集濾液)。

- 5. 静置溶液待結晶生成。
- 6. 以抽氣過濾法收集結晶,並以乙酸乙酯和正己烷(v/v = 1:1) 的混合溶液,利用滴管吸取溶液來洗滌結晶。
- 7. 乾燥晶體,秤重計算產率。
- 8. 測量產物熔點。

五、注意事項:

- 環戊二烯室溫下會進行可逆反應,故收集的液體務必保持在 低溫下。
- 2. 環戊二烯的沸點為 42°C, 故分餾的溫度需小心控制。

六、問題與討論:

- 1. 若進行迪爾氏-阿德反應的環戊二烯含有水分,會導致什麼結果?
- 2. 就迪爾氏-阿德反應而言,為何環戊二烯是一個很好的雙烯?
- 3. 在 B 部分中第四步驟隔水加熱,若有未溶解的固體,請說明 可能的產物為何?

七、參考文獻:

1. Williamson, K. L. *Macroscale and Microscale Organic Experiments*, **1994**, Houghton Mifflin, Boston.

實驗十八

迪爾士-阿德反應

(Diels-Alder Reaction)

一、實驗紀錄:

A. 環戊二烯的製備
雙環戊二烯: ml
油浴溫度: ℃
餾出溫度(蒸氣溫度) : ℃
收集的環戊二烯: ml
B. 順-片烯-5, 6-內-二羧酸酐的製備
順-丁烯二酸酐: 克
環戊二烯: ml
乙酸乙酯: ml
正己烷: ml
C. 結果
1.產物: 克
2.產物外觀及顏色:
3.產物熔點: ℃

二、問題與討論:

1. 若進行迪爾氏-阿德反應的環戊二烯含有水分,會導致什麼結果?

2.	就迪爾氏-阿德反應而言,為何環戊二烯是一個很好的雙烯?
3.	在B部分中第四步驟隔水加熱,若有未溶解的固體,請說明可能
<i>J</i> .	的產物為何?