實驗十四 二苯醯(Benzil)的製備

一、 目的:

上一個實驗的產物安息香(Benzoin)是一個醛醇相鄰化合物,可進行還原 反應產生雙醇化合物(1,2-diols),也可進行氧化反應形成雙酮(α-diketones)的 產物。

利用安息香(Benzoin)在硝酸的氧化下,可得到二苯醯(Benzil)。讓學生知道硝酸除了是強酸外,也是一種不錯的氧化劑。

二、原理:

利用濃硝酸來進行氧化反應,硝酸中的氮為+5價,因此與化合物安息香作用下,將安息香轉變成二苯醯而本身變為二氧化氮氣體。

反應機制如下:

三、藥品:

安息香 (benzoin)、濃硝酸、乙醇(ethanol)

四、器材:

25 mL 圓底燒瓶、磁攪拌棒、濾紙、布氏漏斗、燒杯、廻流管

五、實驗步驟:

- 1. 在抽風櫃內,將2g(9.4 mmol)的安息香和7.5 ml 的濃硝酸置入25 mL的圓底燒瓶中,並放進一顆磁石。
- 利用水浴法加熱(約~100℃) 廻流反應 30 分鐘,接一條氣體捕捉引流 管如圖 15-1,捕捉硝酸還原的氣體。
- 3. 回溫到室溫後加入35~40 ml 冷水進入溶液內,旋轉此懸浮液幾分鐘; 然後利用抽氣過濾收集粗產物,用水沖洗此黃色固體。
- 4. 風乾產物並使用玻棒押乾擠出多餘的水,利用熱乙醇再結晶。
- 5. 首先使用 3~5 ml 的熱乙醇溶解此粗產物,再逐漸低加熱水直到溶液變混濁;然後反滴加 1~2 滴的熱乙醇會使溶液再變澄清。
- 6. 冷卻到室溫晶體析出後,放入冰浴內;並利用抽氣過濾收集產物。
- 7. 紀錄產物顏色、乾燥、秤重、算產率、測熔點。
- 8. 可壓制產物的 KBr 鹽片測 IR(紅外線光譜儀)與安息香比較之。

六、注意事項:

- 1. 濃硝酸有很強腐蝕性,導致嚴重的灼傷,使用時請小心。
- 2. 反應中產生之氣體也有腐蝕性必須導入水中,並在抽風櫃內進行。

七、問題與討論:

- 1. 此反應除了使用硝酸當氧化劑外,還能利用何者氧化劑?
- 2. 粗產物的再結晶過程,請寫出你的步驟並說明是否可看到晶型?

八、參考文獻:

- 1. Experiments And Techniques In Organic Chemistry; D. PASTO, C. JOHNSON,
 - M. MILLER; ISBN:0-13-296872-X
- 2. Wikipedia, the free encyclopedia; https://en.wikipedia.org/wiki/
- 3. P. Depreux, G. Bethegnies, and A. Marcincal-Lefebvre, J. Chem. Ed., 65, 553(1998).

實驗十四 二苯醯(Benzil)的製備

	、貝板に鉄・	
1.	圓底燒瓶空重:	_g °
2.	安息香:g。	
3.	濃硝酸:g。	
4.	濾紙重:g。	
5.	濾紙+錶玻璃重:	g °
6.	濾紙+錶玻璃重+產物重:	g ·
7.	產物重:g。	
8.	產物外觀及顏色:	•
9.	熔點:	

★產率計算(須列計算過程):