## 實驗十六 有機化合物之還原反應

#### 一、 目的:

藉由 NaBH4 的還原特性,學習酮類化合物的還原反應。

## 二、 原理:

在有機化學中,常利用氧化試劑(例如: Jones 試劑、鉻酸等)將 有機化合物氧化,而得到醛類或羧酸化合物。相反的,利用還原試劑 可以將化合物中的醛、酮等官能基進行還原。在本實驗中設計有機化 合物的還原反應,即利用硼氫化鈉(NaBH<sub>4</sub>)來進行酮類化合物的還 原反應可製備龍腦及異龍腦兩種產物,其反應方程式如下圖 16-1 所 示:

圖 17-1 利用硼氫化鈉還原樟腦的反應方程式

#### 三、 藥品:

樟腦、乙醇、硼氫化鈉

#### 四、 器材:

100 ml 圓底燒瓶、燒杯、迴流裝置、磁石、250 ml 錐形瓶、抽氣過 濾裝置

### 五、 實驗步驟:

- 秤取 3.0 克 (0.002 mol) 的樟腦於 100 ml 圓底燒瓶中,並加入
  10 毫升的乙醇。
- 2. 將 1.5 克 (0.039 mol) 的硼氫化鈉小心的加入上述溶液中。(此時溶液應該會有些微的放熱反應)
- 3. 慢慢的利用熱水浴加熱迴流反應溶液,並使反應溶液沸騰 15 分鐘。(如果乙醇溶劑有明顯減少可以適時的加入乙醇溶液以維持溶劑的量)
- 4. 將此熱溶液倒入 50 ml 冰的蒸餾水中,並用可用少量乙醇溶液清洗反應瓶。
- 5. 抽氣過濾收集結晶物。之後將產物刮到250毫升三角錐形瓶中,用少量的熱乙醇溶解結晶物後,加入熱水(此時溶液慢慢的會變成混濁狀),最後加入熱乙醇再次的溶解結晶物。
- 6. 冷卻溶液並冰浴。利用抽氣過濾收集純化後的結晶並計算產率。

## 六、 問題討論:

- 1. 要如何鑑定產物?
- 2. 若所有的甲基都換成 H, 會得到什麼樣的產物?(OH 在 endo 或 exo 的位置 ?)為什麼?

## 七、 參考文獻:

1. Eaton, D. C. *Laboratory Investigations in Organic Chemistry*, McGraw-Hill: New York, **1993**, p.p242-245.

# 實驗十七 有機化合物之還原反應

_	、實驗紀錄:(40%)	
1.	樟腦:g。	
2.	乙醇:mL。	
3.	硼氫化鈉:g。	
4.	步驟2中,加入硼氫化鈉後,溶液有何變化?	0
5.	步驟3中,慢慢加熱反應溶液時,溶液的變化為何?	0
6.	濾紙重:g。	
7.	濾紙+錶玻璃重:g。	
8.	濾紙+錶玻璃重+產物重:g。	
9.	產物重:g。	
10.	. 產物外觀及顏色:。	

# 二、實驗結果整理:(40%)

	樟腦	硼氫化鈉	產物:
外觀與顏色			
使用量和生成量	g	g	g
分子量 (g/mole)			
莫耳數 (mole)			

★產率計算(須列計算過程):

- 三、問題討論:(20%)
  - 1. 要如何鑑定產物?

2. 若所有的甲基都換成 H,會得到什麼樣的產物?(OH 在 endo 或 exo 的位置 ?)為什麼?