# 實驗十 佛瑞德-克來福特烷基化反應 (Friedel-Crafts Alkylation)

#### 一、目的:

學習芳香族化合物之親電子性取代反應的操作技巧。

#### 二、原理:

早期芳香族(aromatic)化合物,雖然大多得自橡膠物,樹脂或精油等天然物且具芳香味,例如:苯甲醛(benzaldehyde)分離自苦杏仁油,苯甲酸(benzoic acid)和苯甲醇(benzyl alcohol)來自安息膠(gum benzoin),甲苯(toluene)純化自盧香膠(tolubalsam)等。但現今有關芳香族化合物之"芳香的(aromatic)"一詞,已不再侷限於它的香味,而意指一種純化學上的意義。

芳香族化合物具有平面結構,雖是具雙鍵(double bond)的不飽和化合物 (unsaturated compounds) 但由於環內π電子非定域化,會產生共振(resonance) 的現象,致使其化學性質與一般的烯類化合物(alkenes)不同-即不易發生烯類 化合物進行的親電子性加成反應(electrophilic addition)。也由於此共振現象所產生的穩定能量—共振能(reasonance energy),促使芳香族化合物極易進行親電子性取代反應(electrophilic substitution)。

苯(benzene, C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>)是人類最早發現的芳香族化合物,其是由英國化學家 M. Faraday 在 1825 年熱解鯨魚油之產物中分離得到的化合物,其分子式與結構分別由德國化學家 E. Mitscherlich (Eillardt Mitscherlich)與 Friedrich A. Kekule 於 1834 年與 1866 年確定。也由於分子式與結構的確立,加速人類對苯及其他芳香族化合物之物理性質與化學性質的了解。

法國化學家 Charles Friedel 及美國化學家 James Crafts 於西元 1877 年研

究出在苯環上可以與不同的親電子性試劑(electrophiles)反應,而接上官能基的 Friedel-Crafts reaction,其通式如式 10-1:

$$E$$
benzene electrophile

式 10-1 苯化合物之親電子性取代反應的通式 其反應機制(mechanism)的通式如式 10-2:

式 10-2 親電子性苯取代反應之反應機制的通式

由實驗結果得知,在芳香族化合物與親電子性試劑反應生成芳香烴陽離子或 $\sigma$ 錯合物(arenium ion or  $\sigma$  complex)的反應步驟,為整體取代反應的速率決定步驟(rate-determing step, r.d.s.)。

常見的親電子性取代反應有鹵化反應(halogenation)、硝化反應(nitration)、磺酸化反應(sulfonation)、Friedel-Crafts 烷化反應(Friedel-Crafts alkylation)與Friedel-Crafts 醯化反應(Friedel-Crafts acylation)等五種,其反應通式如式 10-3

$$X_2$$
,  $FeX_3$ 
 $X=Cl$ ,  $Br$ 
 $A=Cl$ 
 $A=C$ 

式 10-3 苯化合物常見的五種親電子性取代反應

若苯化合物為一取代基苯化合物,則苯環上所接取代基(substituent)的電子效應(electroic effect)會影響苯環進行親電子性取代反應的反應性(reactivity)及位置選擇性(regioselectivity)。若取代基為供電子基團(electron-donating groups),則此取代基苯化合物的反應性大於未接取代基苯化合物;若取代基為拉電子基團(electron-withdrawing groups),則此取代基苯化合物的反應性小於未接取代基苯化合物。因此,我們也將此供電子基團稱為活化基(activating groups),將此拉電子基團稱為去活化基(deactivating groups)。至於位置選擇性,若原取代基為活化基及鹵素,則再引進的基團以接在與原取代基相鄰(ortho-, o-)或相對(para-, p-)的位置為主產物(major product);若原取代基為去活化基,則主產物為再引進的基團與原取代基在相間隔(meta-, m-)的位置。

本章實驗,將以苯為反應物,Friedel-Crafts 烷化反應作為學習芳香族化合 物的親電子性取代反應的操作訓練。

## Friedel-Crafts 烷化反應

此反應的反應通式如式 10-4 所示:

式 10-4 Friedel-Crafts 烷化反應的通式

反應中所需要的親電子性試劑-烷基陽離子(alkyl cation),除了可由鹵烷 化合物(alkyl halide)與Lewis酸反應得到外,其他組合性試劑可以產生碳陽離子 或類似碳陽離子物種的,也可以使用,如烯化合物與氟化氫(hydrogen fluoride, HF)反應或醇化合物與質子酸或Lewis酸作用得到。

在這次實驗中,我們以濃硫酸為催化劑,使反應物 1,4-二甲氧基苯 (1,4-dimethoxybenzene)與第三-丁醇(t-butanol)進行 Friedel-Craft 烷化反應。此 反應方程式如式 10-5,反應機制如圖 10-1 所示。

$$\begin{array}{c|c} OCH_3 & OCH_3 \\ \hline \\ OCH_3 & H_2SO_4 \\ \hline \\ OCH_3 & (H_3C)_3C \\ \hline \\ OCH_3 & OCH_3 \\ \end{array}$$

1, 4-二甲氧基苯 第三-丁醇 1, 4-二第三-丁基-2,5-二甲氧基

式 10-5 1, 4-二甲氧基苯和第三-丁醇 Friedel-Craft 烷化反應的反應式

$$\begin{array}{c} 1,4-dimethoxybenzene \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & &$$

圖 10-1 1, 4-二甲氧基苯和第三-丁醇 Friedel-Craft 烷化反應的反應機制

此反應中所需要的親電子性試劑,為第三-丁醇與濃硫酸作用進行脫水反應所得到的第三-丁基陽離子(式 10-6)。

$$\begin{array}{c} O \\ CH_{3} \\ H_{3}C - C - OH \\ CH_{3} \\ \end{array} \qquad \begin{array}{c} CH_{3} \\ O \\ CH_{3} \\ \end{array} \qquad \begin{array}{c} CH_{3} \\ O \\ CH_{3} \\ \end{array} \qquad \begin{array}{c} CH_{3} \\ CH_{3} \\ \end{array} \qquad \begin{array}{c} CH_{3} \\ CH_{3} \\ \end{array} \qquad \begin{array}{c} CH_{3} \\ CH_{3} \\ \end{array}$$

式 10-6 第三-丁醇與濃硫酸作用進行脫水反應所得到的第三-丁基陽離子

## 三、藥品:

1,4-二甲氧基苯(1,4-dimethoxybenzene)、硫酸(sulfuric acid)、第三丁醇(tert-butyl alcohol)、二氯甲烷(Dichloromethane)、醋酸(acetic acid)、甲醇(methanol)、無水硫酸鎂(MgSO<sub>4</sub>)

## 四、器材:

100 mL 圓底燒瓶、水浴鍋、分液漏斗、錐形瓶。

#### 五、實驗步驟:

- 1. 取 1.5 g 的 1,4-二甲氧基苯置入 100 mL 圓底燒瓶中。
- 2. 再加入 2.5 mL 第三-丁醇及 5 mL 的醋酸,爾後在冰浴下攪拌 5 分鐘。
- 3. 將 10 mL 冰浴過的濃硫酸置於分液漏斗中,再**慢慢地逐滴**將濃硫酸滴入上 述冰浴中的圓底燒瓶內。
- 4. 濃硫酸滴完後,保持在 20-25°C 反應 15 分鐘。
- 5. 反應完全後,慢慢滴入 60 mL 冰水以稀釋濃硫酸終止反應。(註) 註:因為溶液濃稠不易操作,所以才將水滴入酸中稀釋,但過程會發燙,請小心。
- 6. 取兩張濾紙進行抽氣過濾,並以大量冰水及 10 mL 冰甲醇洗滌結晶。
- 7. 將濾紙上的晶體刮到錐形瓶中,以 20 mL 熱甲醇做再結晶。
- 8. 抽氣過濾收集結晶。
- 9. 室溫下乾燥結晶。計算產率。

#### 六、問題討論:

Friedel-Crafts 烷化反應易進行多次取代反應,而 Friedel-Crafts 醯化反應則不 易進行多次取代反應,請解釋之。

本實驗另一可能的副產物為何? 請寫出 1,4-二第三丁基-2,5-二甲氧基苯為主產物的原因。

### 七、參考文獻:

1. Eaton, D. C. Laboratory Investigations in Organic Chemistry, McGraw-Hill, New York, 1993.

## 實驗十佛瑞德-克來福特烷基化反應

一、實驗紀錄:	
1.	圓底燒瓶空重:g。
2.	1,4-二甲氧基苯:g。
3.	第三-丁醇:mL。
4.	醋酸:mL。
6.	濾紙重:g。
7.	濾紙+錶玻璃重:g。
8.	濾紙+錶玻璃重+產物重:g
9.	產物重:g。
10.	產物外觀及顏色:。

★產率計算(須列計算過程):